

床ずれ防止のために

寝返りや体位変換を自由に行えないなど、床ずれを予防したい方に必要になるのが、からだにかかる圧力を効果的に分散する床ずれ防止用具です。床ずれ防止またはケアにお使いください。

床ずれとは、体重の集中する骨と寝具に挟まれた皮膚組織が圧迫され、「血の流れが悪くなり、皮膚やその下にある組織が死んでしまうこと」を言います。

床ずれは、重力による組織内部のダメージが確認できないために、キズ(創)の状態が急速に悪化することがあります。毎日注意深く皮膚を観察することが大切です。

最大の原因は、体重が骨突出部位に集中することによる組織への圧迫の継続です。

長時間同じ姿勢で寝ていたり、座っていたりすると、骨の突き出した部分へ体重が「集中し」、その状態が一定時間以上「継続」すると皮膚組織がダメージを受けて床ずれが発生します。

床ずれを予防するためには、

床ずれ発生の2大要因を減少させる対策をとっていきましょう。

- ① 圧力の強さを小さくする。
- ② 圧力がかかっている時間を少なくする。




〈その他の要因〉

ズレ (Shift)

床ずれの発生原因と床ずれ防止用具の選び方について

床ずれは、圧力を直接かつ最大の原因としながらも、全身状態など様々な危険因子が複雑に絡み合って発生します。そのため、ご本人の要介護度だけでなく、さまざまな床ずれ発生危険因子を各項目にわたって明確にアセスメントし、個別の危険ごとに対策をとる必要があります。



床ずれ防止用具

●床ずれ防止用具選定のめやす

床ずれステージはあくまでも目安で、商品の優劣を示すものではありません。商品ごとに特徴がございますので、福祉用具専門相談員へご相談ください。

商品名	メーカー	予防 <small>皮膚に異常がなくても、骨突出や褥瘡状態に注意が必要。</small>	床ずれステージ			
			I <small>圧迫しても退色せず、皮膚の赤みが残っている状態。</small>	II <small>表皮や真皮の一部に剥離や水ぶくれが見られる状態。</small>	III <small>筋膜下には達しないが、皮下組織全層で損傷や壊死が起きている状態。</small>	IV <small>損傷が皮下組織を越え骨や筋肉、支持組織まで及んだ状態。</small>
ブレイアプラス <small>通気カバー 厚さ 1.5cm</small>	G.REST					
フローラ/S <small>通気カバー 厚さ 9.0cm</small>	ケーブ					
ピュアレックス <small>通気カバー 厚さ 10.0cm</small>	モルテン					
ピタマットレス <small>通気カバー 厚さ 8.0cm</small>	日本ジェル					
ピュアフラッピー <small>通気カバー 厚さ 9.0cm</small>	ジャスブランチ					
アクアフロートマットレス <small>通気カバー 厚さ 12.0cm</small>	パラマウントベッド					
アルファプラフ <small>通気カバー 厚さ 13.0cm</small>	タイカ					
エバープライド <small>通気カバー 厚さ 13.0cm</small>	パラマウントベッド					
パラフロートマットレス <small>通気カバー 厚さ 16.0cm</small>	パラマウントベッド					
コンフォケアマットレス <small>防水カバー 厚さ 8.5cm</small>	パラマウントベッド					
アルファプラ <small>防水カバー 厚さ 11.5cm</small>	タイカ					
ディンプルマットレス <small>防水カバー 厚さ 12.0cm</small>	ケーブ					
マキシーフロートマットレス <small>防水カバー 厚さ 15.0cm</small>	パラマウントベッド					
アキュマックス <small>防水カバー 厚さ 15.5cm</small>	パラマウントベッド					
ステージア	モルテン					
アマンダ	モルテン					
アルファプラ ソラ	タイカ					
エアマスターネクサス	ケーブ					
グランデスリム	モルテン					
エアマスターネクサスR	ケーブ					
アドバン	モルテン					
グランデ	モルテン					
オスカー	モルテン					
マイクロクライメイト ビッグセルアイズ	ケーブ					
エアマスター ビッグセルインフィニティ	ケーブ					



床ずれ防止用具


◆ このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

静止型マットレス

エバープラウド (通気タイプ) (パラマウントベッド)

静止型で最高クラスの体圧分散性と
ずれ軽減機能

厚さ **13.0cm**
長さ **191cm**
通気カバー



91cm幅 KE-621TQ

TAIS/JANコード 00170-000962

83cm幅 KE-623TQ

TAIS/JANコード 00170-000964

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

静止型マットレス

アルファプラフ (タイカ)

体重の軽い方から重い方まで対応できる
オールマイティマットレス

厚さ **13.0cm**
長さ **195cm**
通気カバー



独自の4×4スリット化工によりマットレスが身体にフィット。体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。

91cm幅 MB-FA1R

TAIS/JANコード 00563-000067

83cm幅 MB-FA3R

TAIS/JANコード 00563-000064

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

静止型マットレス

◆ パラフロートマットレス (パラマウントベッド)

三層 (トップ1層+ボトム2層) 構造により
体圧を効果的に分散

厚さ **16.0cm**
長さ **191cm**
通気カバー



- ご家庭で布団感覚に使える。洗って干せるカバー。
- 3分割でき、ローテーションや洗濯も可能なトップクッション。
- 異なる種類のウレタンフォームを組み合せ、効果的な体圧分散を發揮するボトムクッション。

91cm幅 KE-851A

TAIS/JANコード 00170-000161

83cm幅 KE-853A

TAIS/JANコード 00170-000047

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

KE-851、KE-853もあります。

静止型マットレス

アクアフロートマットレス (パラマウントベッド)

臀部にかかる負担を水のちからで軽減。
12cmの薄さで優れた体圧分散性能を実現。

厚さ **12.0cm**
長さ **191cm**
通気カバー



中央部に埋め込まれたアクアセルが水溶液の流動性を生かし、寝るときはもちろん上体を起こしたときに臀部にかかる圧力を効果的に分散。

91cm幅 KE-841

TAIS/JANコード 00170-000507

83cm幅 KE-843

TAIS/JANコード 00170-000508

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行補助つえ

歩行器

スロープ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

静止型マットレス


◆ **ピュアレックス 通気タイプ**
(モルテン)

ゲルとウレタンの複合素材により
優れた伸縮性と体圧分散性を実現

■ローテーションや部分交換可能な3分割構造。
優れた体圧分散性が長く続きます。

①ウレタンフィルム(低張力、伸縮性) ③ウレタンフォーム(ソフト)
②ポリスチレンゲル(低反発性、低張力、伸縮性) ④ウレタンフォーム(ハード)

厚さ **10.0cm** 長さ **191cm**
通気カバー



91cm幅 MPXV1091
TAIS/JANコード 00054-000299
83cm幅 MPXV1083
TAIS/JANコード 00054-000293

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担

静止型マットレス

ピュアフラッピー (ジャスブランチ)

片面ソフトタイプ・片面ハードタイプ
リバーシブルに使えます。

厚さ **9.0cm** 長さ **193cm**
通気カバー



クッション材はプレスエア―2段構造
上ソフト・下ハード(差し替え可能)
除湿素材とセルフイン消臭剤が入っ
ています。

91cm幅 PZC-3WA-9191
TAIS/JANコード 00821-000015
83cm幅 PZC-3WA-8391
TAIS/JANコード 00821-000016

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担

静止型マットレス

◆ **フローラ/S(ケープ)**

立ち姿に近い理想的な
寝姿勢を保持

厚さ **9.0cm** 長さ **191cm**
181cm(mini)
通気カバー



NEWS「ライン」保持構造



腰部をしっかり支持しながらじ
んわりと沈み込むので、体重を
バランスよく受け、理想的なS
ラインを保持します。

90cm幅 CR-420 **90cm幅 mini CR-570**
TAIS/JANコード 00206-000050 TAIS/JANコード 00206-000050
83cm幅 CR-410 **83cm幅 mini CR-430**
TAIS/JANコード 00206-000050 TAIS/JANコード 00206-000050

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担


静止型マットレス

ピタマットレス (日本ジェル)

3枚のジェルの組み合わせで
自然な寝姿勢を

ズレや摩擦を起こさない「ねじれ吸収効果」

厚さ **8.0cm** 長さ **191cm**
通気カバー



マットレス上で動いたり、リクライニ
ングの際に起こるズレや摩擦を最小限
に抑えます。

91cm幅 PTM91NA
TAIS/JANコード 00857-000030
83cm幅 PTM83NA
TAIS/JANコード 00857-000008

在宅介護に最適な通気性を重視
したニットカバーをご用意。

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担



床ずれ防止用具

◆ このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

ベッドパット

ブレイプラス
(ボディドクターメディカルケア)

夏は涼しく、冬は暖かい快適パッド
敷くだけで体圧分散性が大幅UP!!

厚さ **1.5cm** 長さ **195cm**
通気カバー



91cm幅 BRPS-910R

TAIS/JANコード 01149-000012

83cm幅 BRPS-830R

TAIS/JANコード 01149-000011


課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担

静止型マットレス

ディンプルマットレス
(ケープ)

Ag+抗菌、防災加工など安全で
使用しやすい専用カバー

厚さ **12.0cm** 長さ **191cm**
防水カバー



90cm幅 CR-541

TAIS/JANコード 00206-000070

83cm幅 CR-540

TAIS/JANコード 00206-000070

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担

静止型マットレス

◆ **コンフォケアマットレス**
(パラマウントベッド)

厚さ **8.5cm** 長さ **191cm**
防水カバー



91cm幅 KE-811

TAIS/JANコード 00170-000257

83cm幅 KE-813

TAIS/JANコード 00170-000258

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担

静止型マットレス

◆ **アルファプラ** (タイカ)

厚さ **11.5cm** 長さ **195cm**
181cm(mini)
防水カバー



100cm幅 MB-11-LIGHT-R0

TAIS/JANコード 00563-000012

91cm幅 MB-11-LIGHT-R1

TAIS/JANコード 00563-000008

83cm幅 MB-11-LIGHT-R3

TAIS/JANコード 00563-000005

91cm幅 mini MB-11-LIGHT-R1M

TAIS/JANコード 00563-000011

83cm幅 mini MB-11-LIGHT-R3M

TAIS/JANコード 00563-000010

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担

静止型マットレス

◆ **マキシーフロートマットレス**
(パラマウントベッド)

厚さ **15.0cm** 長さ **191cm**
防水カバー



KE-801、
KE-803もあります。

91cm幅 KE-801A

TAIS/JANコード 00170-000045

83cm幅 KE-803A

TAIS/JANコード 00170-000046

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担

静止型マットレス

◆ **アキュマックス**
(パラマウントベッド)

厚さ **15.5cm** 長さ **191cm**
防水カバー



91cm幅 KE-821

TAIS/JANコード 00170-000259

83cm幅 KE-823

TAIS/JANコード 00170-000260

課税
月額利用料金
1割負担
2割負担
3割負担

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

車いす

車いす付属品

歩行補助つえ

歩行器

スロープ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排遺処理装置



床ずれ防止用具

◆ このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

ハイブリッド型マットレス

NEW

アマダ (モルテン)

厚さ
14.0cm

長さ193cm



課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

91cm幅 MAMA91

TAIS/JANコード 00054-000436


83cm幅 MAMA83

TAIS/JANコード 00054-000435

説明動画



シンプルなりモコン操作



除圧性能を高めた「3D除圧」



従来のたて方向だけの除圧とは異なり、たて～よこ～傾き3方向からの除圧を行います。また、下部にはそれぞれのマイクロエアセルに連動するフィッティング層を配置しています

ベッドまわりの安全・安心を追求した「お知らせ機能」


ベッド上での動き(体動・起り上り・離床)をマットレス内蔵のセンサーが感知すると専用のワイヤレス受信機を通じてお知らせします。

ハイブリッド型マットレス

ステージア (モルテン)

厚さ
13.0cm

長さ193cm
182cm(mini)



ハイブリッド構造

- マイクロエアセルとその動きに連動するウレタンフォームを配置し、体圧分散性能と除圧性能および寝心地の良さを向上。
- マットレス両サイドには硬めのウレタンフォームを配置することで、立ちあがりをしっかりサポート。
- 寝床内の温度調整機能により、「ひえ・寒さ対策」と「ムレ・暑さ対策」を可能にしています。

91cm幅 MSTA91

TAIS/JANコード 00054-000115

91cm幅 mini MSTA91S

TAIS/JANコード 00054-000115

83cm幅 MSTA83

TAIS/JANコード 00054-000115

83cm幅 mini MSTA83S

TAIS/JANコード 00054-000115



操作リモコン

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

ハイブリッド型マットレス

◆ アルファプラ ソラ (タイカ)

厚さ
13.0cm

長さ191cm




「チェッカーオルタナイト方式」で高い体圧分散性能と安定感を実現

54個のエアセルが前後左右交互に膨張と収縮を繰り返す。膨縮サイクルも50秒と短いため、エアマットレスで起こりがちな浮遊感(船酔感)もありません。

寝心地が良く、介助もしやすい「静止型+エアセル」のハイブリッド構造

ウレタンマットレスをベースに、体圧が集中しやすい腰部にエアセルを搭載。高い体圧分散性能を維持しながら、寝心地も良いマットレス。



91cm幅 NK-T91

TAIS/JANコード 00563-000047

83cm幅 NK-T83

TAIS/JANコード 00563-000046



操作パネル

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担



床ずれ防止用具

◆ このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

エアーマットレス

NEW

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ
(ケーブル)

厚さ
15.0cm

長さ192cm
180cm(mini)



■ Microclimate (皮膚局所の温度・湿度) に対応する新機能「ファンモーター」を搭載。



エアーマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアーマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚の局所の温度と湿度をより快適に保つことを実現しました。

■ 定期的な圧切替で床ずれ防止



マットレス内に内蔵されたセンサーが背上げの角度を探知し、角度に応じた適切な内圧に自動調整。どの角度でも5分間隔で3連圧切替を行い、局所の圧迫とずれ力の開放を定期的的に促します。

■ 操作パネル



操作設定と動作状況をリアルタイムでディスプレイします。

■ 説明動画



90cm幅 CR-753

TAIS/JANコード 00206-000141

90cm幅 mini CR-757

TAIS/JANコード 00206-000143

84cm幅 CR-750

TAIS/JANコード 00206-000140

84cm幅 mini CR-755

TAIS/JANコード 00206-000142

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

エアーマットレス

◆ エアマスタービッグセルインフィニティ (ケーブル)

厚さ
17.0cm

長さ191cm



背上げ時に角度に応じた内圧に自動調整する自動ヘッドアップ機能を新搭載、踵部の床ずれ対策、ムレ対策、停電対策など高機能に進化、エコモード使用で消費電力を最大約20%削減。ハイリスク療養者の個別リスクに対応します。

操作パネル



90cm幅 CR-555

TAIS/JANコード 00206-000074

84cm幅 CR-550

TAIS/JANコード 00206-000074

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

エアーマットレス

◆ エアマスターネクサス (ケーブル)

厚さ
13.0cm

長さ191cm
181cm(mini)



操作パネル



リプレイメント

3連圧切替

緊急エア抜き栓

デュアルフィットセル

背上げモード

リハビリモード

微波動モード

体重設定パネル

エア抜け対策

換気モード

90cm幅 CR-610

TAIS/JANコード 00206-000067

84cm幅 CR-600

TAIS/JANコード 00206-000067

90cm幅 mini CR-620

TAIS/JANコード 00206-000067

84cm幅 mini CR-640

TAIS/JANコード 00206-000067

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担



床ずれ防止用具

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

エアーマットレス

エアマスターネクサスR (ケーブル)

厚さ 12.0cm
長さ191cm



■背上げをして
過ごされる方に
マットレスに内蔵したセンサが
ヘッドアップ角度を検知。
角度に応じて、マットレス内圧と
動きを最適な状態に自動調整。



■かんたんモード
体重40~60kgの方であれば、
ワンタッチで自動的に内圧調整が
できる「かんたんモード」を搭載。
さらに便利に使いやすく。

操作パネル



課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

90cm幅 CR-663

TAIS/JANコード	00206-000083
-------------	--------------

90cm幅 mini CR-667

TAIS/JANコード	00206-000085
-------------	--------------

84cm幅 CR-660

TAIS/JANコード	00206-000082
-------------	--------------

84cm幅 mini CR-665

TAIS/JANコード	00206-000084
-------------	--------------

エアーマットレス

◆グランデ (モルテン)



- リフレッシュメント
- 緊急エア抜き栓
- 独立3層構造セル
- 除湿機能
- アロマアロマモード
- マニュアルモード
- セルチェックモード
- 厚さ切替機能

厚さ 18cm / 13cm
長さ191cm

91cm幅 MGRA91

TAIS/JANコード	00054-000347
-------------	--------------

83cm幅 MGRA83

TAIS/JANコード	00054-000345
-------------	--------------

課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

操作パネル



エアーマットレス

◆グランデスリム (モルテン)



- リフレッシュメント
- 緊急エア抜き栓
- 独立3層構造セル
- 除湿機能
- アロマアロマモード
- マニュアルモード
- セルチェックモード
- 厚さ切替機能

厚さ 14cm / 11cm
長さ191cm

91cm幅 MGRASL91

TAIS/JANコード	00054-000352
-------------	--------------

83cm幅 MGRASL83

TAIS/JANコード	00054-000350
-------------	--------------

課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

操作パネル



エアーマットレス

◆アドバン(ベンチレーションタイプ) (モルテン)



- リフレッシュメント
- 緊急エア抜き栓
- 独立3層式パンク構造
- 除湿機能
- 身体保持モード
- 動作切替

厚さ 16.0cm
長さ191cm / 180cm(mini)

91cm幅 MADV91A

TAIS/JANコード	00054-000287
-------------	--------------

83cm幅 MADV83A

TAIS/JANコード	00054-000285
-------------	--------------

操作パネル



課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

91cm幅 mini MADV91SA

TAIS/JANコード	00054-000288
-------------	--------------

83cm幅 mini MADV83SA

TAIS/JANコード	00054-000286
-------------	--------------

エアーマットレス オーバーレイタイプ

マットレスを別にご用意ください。

◆エアマスターアクティ (ケーブル)

90cm幅 CR-300

TAIS/JANコード	00206-000043
-------------	--------------

84cm幅 CR-290

TAIS/JANコード	00206-000043
-------------	--------------

84cm幅 mini CR-310

TAIS/JANコード	00206-000043
-------------	--------------



課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

◆エアマスタートライセル (ケーブル)

90cm幅 CR-320

TAIS/JANコード	00206-000039
-------------	--------------

84cm幅 CR-280

TAIS/JANコード	00206-000039
-------------	--------------



課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	



床ずれ防止用具



体位変換器

エアーマットレス

オスカー (モルテン)

様々な身体状況の利用者へのケアに最適な高性能エアマットレス

オスカーは体圧分散式マットレスに求められる重要な8つの特性を備えています。

- ① 体圧分散性能
- ② 除圧性能
- ③ ずれ力対策
- ④ 寝心地
- ⑤ 座位安定性
- ⑥ むれ対策
- ⑦ ひえ対策
- ⑧ 体位変換

- 背抜き
- 圧抜き
- 触感のよさ
- 動きやすさ
- 端座位の安定性
- 介護時の安定性
- 自動体位変換
- 体位保持



説明動画

厚さ 17.0cm
長さ 193cm
182cm (mini)



操作パネル



やさしく体を傾げる自動体位変換



課税	
月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

エアタイプ

91cm幅 MOSC91A

TAIS/JANコード 00054-000139

83cm幅 MOSC83A

TAIS/JANコード 00054-000139

91cm幅 mini MOSC91SA

TAIS/JANコード 00054-000139

83cm幅 mini MOSC83SA

TAIS/JANコード 00054-000139

ハイブリッドタイプ

91cm幅 MOSC91

TAIS/JANコード 00054-000137

83cm幅 MOSC83

TAIS/JANコード 00054-000137

エアーマットレス

スモールチェンジ ラグーナ (ケープ)

厚さ 13.5cm
長さ 192cm



スモールチェンジで床ずれ防止



15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返すため、療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減します。

自動ヘッドアップ対応機能

説明動画



スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない「安心」、「安楽」な環境を提供します。

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。 ※ベッドの背上げを行う機能ではありません。

90cm幅 CR-703

TAIS/JANコード 00206-000103

84cm幅 CR-700

TAIS/JANコード 00206-000102

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

体位変換器

畳の部屋での快適な生活と安全な離床動作を実現する起き上がり補助装置



〈リンク式フレーム〉
背上げ時にお尻部分を
後方へ逃がす構造で、身
体を前に押し出しにく
くしています。



簡単操作
リモコン



〈背上げバッグ〉
エアによる優しい動きで最大
70度までの背上げが可能です。
角度は無段階で調整できます。

〈膝上げバッグ〉
太もも部分を支えて膝上げします。
背上げと連動することで姿勢の崩
れを対策し、背上げ後の楽な姿勢を
確保します。

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

アスディス

ASD (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000095
サイズ	幅93×長さ148cm
重量	12,5kg

体圧分散式クッション 体に優しく、ムレにくい特殊なクッションビーズで体位変換後の安楽な姿勢を確保します。

体位変換器 + 高耐久・マルチ・体圧分散式クッション



■Aタイプ



■Bタイプ

- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができます。
- 体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。
- 心地良い触感でムレにくい、特殊なクッションビーズ素材を使用しています。
- 耐久性に優れ、家庭用洗濯機での丸洗いも可能です。



Aタイプ体位変換例



Aタイプ体位保持例



Bタイプ体位変換例



Bタイプ体位保持例

セロリ Aタイプ

MTYA (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000112
サイズ	68,0×32,0×10,0cm
重量	2,4kg

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

セロリ Bタイプ

MTYB (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000113
サイズ	141,0×23,0×8,0cm
重量	3,1kg

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

ペンギンサポート

KE-100S

(パラマウントベッド)

TAIS/JANコード 00170-000713



説明動画



サイズ	163×48cm
重量	0,3kg

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

体位変換しやすく
側臥位の保持も可能です。

体位変換器

ナーセントパットA(3ピース)
(アインソックス)

TAIS/JANコード	00149-000012
サイズ	全長40×全高10×奥行40cm
重量	2,0kg

●材質 高密度ウレタン



課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

体位変換器

ライトターン
(アインソックス)

TAIS/JANコード	00149-000017
サイズ	全長43×全高39×奥行13cm
重量	0,95kg

●材質 高密度ウレタン



課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担